

家庭用製品
この製品の販売は
終了しています！

製品一覧

- アイセラピスト
- ひまわりSUN PLUS
- スーパーひまわり
- ひまわりSUN2デュオ
- ひまわりSUN2
- 高周波・負電荷治療器 スーパーわかば
- イオシーナα
- ケアウェーブ
- ゲルマ・イオネット
- スタイリフト
- ツインビートR
- RUCOE GOLF
- RUCOE RUN
- AT-mini Personal I
AT-mini Personal II
- reclean 24/7
- ITO STIM BARRIER

価格表

- イーターレータ製品
価格表(PDF)



イーターレータ

家庭用電位治療器
高周波・負電荷治療器 スーパーわかば

マッサージの心地よさとリフレッシュ感

- マッサージのような心地よさの高周波治療と、全身をリフレッシュする負電荷治療が可能。
- 横たわって使用する付属電球マットの他、オプションの専用の肩所導子や腰・肘用の関節導子など、さまざまな治療スタイルが選べる。

製品が有する電子エネルギー

- ✓ 高周波
- ✓ 負電荷

効果

- 頭痛の緩解
- 肩こりの緩解
- 不眠症の緩解
- 慢性便秘の緩解

メーカー希望小売価格
363,000円 (税抜 330,000円)

管理医療機器 医療機器認証番号 219ACBZX00012000

マッサージの心地よさとリフレッシュ感

高周波エネルギーが全身に作用し、マッサージされるような心地よさと、おだやかな温かさが得られます。さらにマイナス電子（負電荷）が全身をリフレッシュ。特別な治療感はありませんが、森林浴のような爽やかさが楽しめます。


やさしくつつむ、高周波のあたたかさ

お好きな治療スタイルで

マットに寝転んだまま全身治療。気になる部位には局所・関節導子(別売)を使って、集中治療。症状やお好みに応じて、治療スタイルが選べます。

高周波の作用

1秒間に7万回振動する高周波エネルギーが皮膚表面をくまなく刺激。体表温度が1~3℃上昇します。



体感温度の上昇を示すサーモグラフィー


全身にしみ透る、負電荷のさわやかさ

集中治療でいっそう効果的に

マットに座ったり、寝転んだりするだけで治療OK。痛みなど症状が顕著な場合は、粘着パッドを貼った上から局所・関節導子を巻いて治療できます。


マイナス電子が直接作用

手首の導子から注入されたマイナス電子がマットのプラス極に引き寄せられ、全身に効率よく作用します。



パルス式が約2倍のパワーを実現

-200Vの高出力を断続的に発振する“パルス式”を採用。従来の連続式(-100V)に比べ、約2倍の電圧で効果的かつ安全にエネルギーを伝えます。



仕様

定格電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	15W
高周波最大出力	800V
負電荷最大出力	-200V
本体サイズ	(W)320×(D)175×(H)270(mm)
本体重量	約3kg